



COMUNE DI SERGNANO

INFORMA

MICROCHIP CANINO

[Ordinanza 6 agosto 2008](#)

Ordinanza 6 agosto 2008 concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina. (G.U. n. 194 del 20/08/2008)



E' OBBLIGATORIO INSERIRE IL MICROCHIP NEL TUO CANE



ECCO COME FARE E DOVE

Utilità

Molteplici sono i vantaggi derivanti dall'adesione a questo sistema di registrazione dei cani:

- immediata identificazione del padrone o del detentore di un animale smarrito;
- deterrente ai furti: un animale sempre identificabile non può essere rivenduto;
- inibizione degli abbandoni, in quanto il cane porta per sempre in sé il nome del proprietario che, in caso di abbandono o incuria andrebbe incontro a pesanti sanzioni.

Perché Identificare

Se l'animale identificato con microchip viene smarrito o rubato, può essere rintracciato facilmente grazie alle banche dati nelle quali lo stesso animale è registrato.

Il sistema di identificazione elettronica è un deterrente per chi intende liberarsi del proprio animale.

Identificazione del cane

La vecchia metodologia d'identificazione del cane si avvaleva del "tatuaggio" che comportava molti disagi:

- a) necessità di una sedazione od anestesia;
- b) difficoltà di lettura dei dati tatuati;
- c) scolorimento dell'inchiostro;
- d) enorme diversificazione di sigle tatuate:

Per ovviare alle suddette problematiche, gli enti competenti hanno trovato risposte positive dell'utilizzo del trasponder (microchip)

Il codice del microchip

Le prime tre cifre del codice identificano la ditta produttrice, seguono delle cifre "random" (sequenza casuale) a completamento del codice.

Sede del microchip

In Europa il microchip viene impiantato nel sottocute della porzione media sinistra del collo

Il microchip

Il microchip ISO, detto anche trasponder, è costituito da una capsula iniettabile di vetro biocompatibile. Essa contiene un chip su cui è impresso un codice a 15 cifre.

Il microchip non attivato è completamente inerte e non emette alcun tipo di onda.

La superficie esterna della capsula è trattata con microsolchi per facilitare l'ancoraggio nei tessuti sottocutanei ed impedirne la migrazione.

Il microchip ha una dimensione esterna di circa 11mm di lunghezza e di 2mm di diametro, ed è contenuto in un ago monouso, che può essere applicato su una particolare **siringa o altro iniettore** che, per ottemperare alle basilari norme di igiene, è sterile e monouso.

Il microchip impiantato accompagnerà il cane per tutta la vita.

L'ago contenente il microchip

L'ago è incapsulato in un involucro sterile da aprire immediatamente prima dell'uso.

La confezione riporta una data di scadenza che si riferisce alla sterilità dell'involucro.

Per accertarne il funzionamento è consigliabile un periodico controllo tramite un **lettore**.

IL COMUNE DI SERGNANO HA STIPULATO UNA CONVENZIONE CON IL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL DI CREMA, CHE INVIERA' UN SUO VETERINARIO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER L'APPLICAZIONE DEL MICROCHIP.

IL COSTO DI TALE SERVIZIO, OBBLIGATORIO E UTILE PER I NOSTRI ANIMALI, E' DI € 15,66

Informazioni e iscrizioni

Biblioteca – Comune di Sergnano

TEL. 0373/456628 e-mail: biblioteca@comune.sergnano.cr.it